



Столик прикроватный Barry Uno

Руководство по эксплуатации



Уважаемый клиент,

Благодарим вас за выбор и приобретение прикроватного столика Barry Uno.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Прикроватный столик является эффективным решением для создания комфорта и дополнительного ухода за лицами, проходящими реабилитацию и лежащими больными.

- Данный столик может быть использован в домашних условиях.
- Прикроватный столик предназначен для многократного применения. При повторном использовании его необходимо протереть и продезинфицировать, а также провести анализ его состояния на наличие повреждений.

1.2 Технические характеристики

Материал	ламинированное ДСП с металлическим каркасом
Количество секций	1
Колеса, шт	4
Фиксация колес	тормоза на 2 колесах
Высота колес, см	5,5
Вес, кг	7,8
Габариты (ВхШхГ), см	70-120х60х40
Максимальная нагрузка, кг	8

1.3 Упаковка

В комплектации: столешница, две рамы, две части основания с колесами, ключ гаечный, руководство по эксплуатации.

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Для чистки изделия используйте мягкое моющее средство или теплую воду. После чистки высушите изделие.
- Убедитесь, что основания с колесами надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на стол не должна превышать 8 кг.

2.2 Сборка и эксплуатация

1. Закрепите две части основания с колесами на раме большего размера с помощью винтов, как на картинке.



2. Поместите длинный участок рамы меньшего размера в раме большего размера.

3. Установите регулировочную рукоятку в отверстие на раме большего размера и туго затяните, когда установите необходимую высоту столика.



4. Вденьте короткий участок рамы меньшего размера в трубу под столешницей.



5. Установите положение столешницы под нужным углом и зафиксируйте его, затянув ручку регулировки.

Внимание! Прикроватный столик должен быть протерт и продезинфицирован перед эксплуатацией новым пользователем.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте состояние прикроватного столика. В случае обнаружения неисправностей следует обратиться к сервисный центр. Пользователь ни в коем случае не должен пытаться устранить неисправность самостоятельно.

4. Хранение

Прикроватный столик спроектирован и сконструирован для применения в течение длительного времени при соблюдении правил эксплуатации в зависимости от условий и частоты применения.

Упакованный столик должен храниться в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей. Хранение надлежит осуществлять при следующих условиях:

Температура: от +2°C до +50°C;

Относительная влажность: 45 - 75 % (без конденсации);

Атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

5. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных мастерских.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Столик прикроватный Barry Uno

Производитель: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149,
Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: 8 (495) 792-31-90,

8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
