



Надувная ванна для мытья тела  
Барри Уош Туб  
(Barry Wash Tub)



Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА            | 3 |
| 1.1 Назначение                 | 3 |
| 1.2 Технические характеристики | 3 |
| 1.3 Упаковка                   | 3 |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 3 |
| 2.1 Важные предупреждения      | 3 |
| 2.2 Порядок работы             | 4 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ     | 4 |
| 4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ             | 5 |

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик надувной ванны для мытья тела Барри Уош Туб (Barry Wash Tub).

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Надувная ванна для мытья тела Барри Уош Туб (Barry Wash Tub) облегчают уход за лежачим больным и позволяют проводить гигиенические процедуры с легкостью и комфортом для пациента.

### 1.2 Технические характеристики

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| цвет                                                | белый              |
| материал                                            | винил, ABS пластик |
| внешние габариты в надутом состоянии (ДхШхВ), см    | 190х90х22          |
| внутренние габариты в надутом состоянии (ДхШхВ), см | 170х76х22          |

### 1.3 Упаковка

Комплектация Барри Уош Туб (Barry Wash Tub): ванна, сливной шланг, насос, руководство по эксплуатации.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

Перед началом использования, убедитесь, что изделие находится в рабочем состоянии. Не используйте воду температурой выше 50 градусов.

## 2.2 Порядок работы:

1. Надуйте ванну для мытья тела с помощью насоса (включен в базовую комплектацию).
2. Переместите пользователя в емкость ванны.
3. Поместите конец сливного шланга в раковину или любую другую цельную емкость без трещин и сколов. Заметка: На нижней части ванны имеется пробка сливного отверстия.
4. Намочите тело, нанесите гель для душа или шампунь, а затем ополосните.
5. Уберите ванну после того, как вся вода выльется из нее.
6. После использования прополосните ванну и высушите ее. Оставьте ванну в надутом состоянии в течение нескольких часов. Убедитесь, что она полностью высохла. Затем сложите ее и уберите в заводскую коробку, которая предназначена для хранения.

## 3. Техническое обслуживание

После использования прополосните ванну и высушите ее. Оставьте ванну в надутом состоянии в течение нескольких часов. Убедитесь, что она полностью высохла. Затем сложите ее и уберите в коробку.

## 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Надувная ванна для мытья тела Барри Уош Туб (Barry Wash Tub) Производитель:  
FOSHAN HONGFENG CO., LTD, № 4-2, Leqiang Road, Leping Town, Sanshui District,  
Foshan City, Guangdong Province, China.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

|                |  |
|----------------|--|
| Серийный номер |  |
| Дата продажи   |  |

Подпись продавца

\_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\* Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)