

# Насадки на средства передвижения

10155/1, 10155, 10037, 10036, 10035, 10034, 10031,  
10030, 10019, Barry 10018



Насадки обеспечивают дополнительный комфорт при ходьбе, устойчивость и позволяют продлить срок службы тростей, костылей и ходунков, а также облегчают передвижение.

Использовать, транспортировать и хранить при температуре от -40 до +40 С.

## Технические характеристики:

Материал	Резина	10018, 10019, 10030, 10031, 10034М, 10034W, 10035, 10036, 10037
	Сталь	10155/1, 10155
Диаметр внутренний	25 мм	10019
	29 мм	10035
	19 мм	10034, 10030
	22 мм	10031
	16 мм	10037
	14 мм	10034W, 10034М
	13 мм	10036
	19-22 мм	10018
Цвет	Черный	10018, 10034, 10034W, 10034М, 10036, 10037,
	Серый	10019, 10030, 10031, 10035
	Бежевый	10030, 10031
	Коричневый	10034
Особенности	Противогололёдные	10155/1, 10155

## Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

Срок службы - 1 год.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Артикул № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продажи \_\_\_\_\_ место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Насадки на средства передвижения сертифицируются совместно с медицинскими изделиями как принадлежности к ним.

Копии ДС можно найти на сайте [sims2.ru](http://sims2.ru) в разделе Каталог продукции-> Технические средства реабилитации-> Аксессуары.

Производитель: Valentine International Ltd  
8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien  
Поставщик: ООО «СИМС-2»  
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б,  
ком. с 15 по 18  
Телефон: +7 (495) 792-31-90  
[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

\_\_\_\_\_  
(покупатель Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

